

SATI-Q
***¿Cómo desinstalar
el software de su equipo ?***

- Sugerimos **Desinstalar** el software SATI-Q siempre que existan problemas con la instalación previa o si Ud. decide cambiar el Equipo donde llevará el registro.
- Siempre Antes de Desinstalar SATI-Q de su Equipo sugerimos que **realice una copia actualizada de su base de datos**, de forma de evitar la pérdida de la información .
- Puede consultar un tutorial que muestra como realizar una copia de resguardo de su base aquí
<https://www.satiq.net.ar/post/sati-q-backup-de-su-base-de-datos>
Con el mismo formato puede resguardar una copia de su licencia
- A continuación , le mostraremos los distintos procedimientos para desinstalar el software de su equipo

1- Ingrese al Menú Principal de SATI-Q y localice la Ubicación
de su base de datos
En este caso C:\SATI-Q\SatiQ.mdb



Menú Principal




Licencia válida hasta el 10-ene-2022 (Restan 365 días)	
Numero de serie:	95435dff97cad56a667670d69628ebbc
Email Registro:	hardineros@hotmail.com
Ubicacion Base de Datos:	C:\SATI-Q\SatiQ.mdb

Abra Ubicación SatiQ


2- Seleccione **uninstall00.exe** con lado derecho del mouse

Este equipo > Disco local (C:) > SATI-Q

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
QUITAR PASSWORD ACCESS - ACPR	05/01/2021 15:48	Carpeta de archivos	
DAO350.DLL	24/06/2012 13:42	Extensión de la aplica...	557 KB
dao360.dll	24/06/2012 13:42	Extensión de la aplica...	549 KB
FixSati4.0.7_Romeo.exe	29/07/2020 20:07	Aplicación	184 KB
HARDINEROS_CRYPT.exe	12/02/2020 17:29	Aplicación	168 KB
HOSPITAL.ICO	24/06/2012 13:42	Icono	1 KB
image.png	07/01/2021 10:35	Archivo PNG	243 KB
logo.gif	24/06/2012 13:42	Archivo GIF	4 KB
Sati.exe	20/11/2020 19:01	Aplicación	4.592 KB
Satic.exe	14/08/2020 18:45	Aplicación	1.120 KB
SatiEncrypt.ucc	09/01/2021 08:16	Archivo UCC	3.078 KB
SatiLic.exe - Acceso directo	05/01/2021 20:58	Acceso directo	1 KB
SatiQ.ini	31/12/2020 17:54	Opciones de configu...	1 KB
SatiQ.Lic	10/01/2021 13:59	Archivo LIC	66 KB
SatiQ.mdb	10/01/2021 16:36	Microsoft Office Acce...	3.654 KB
SatiQnormal.Lic	03/01/2021 17:10	Archivo LIC	70 KB
SatiRSG_4_0_97.rsg	09/01/2021 08:15	Archivo RSG	8.594 KB
SatiRSG_4_0_97_0001.rsg	09/01/2021 08:16	Archivo RSG	8.594 KB
SatiRSG_Rep2021-01-09_08-16.rsg	09/01/2021 08:16	Archivo RSG	3.666 KB
unins000.dat	31/12/2020 18:08	Archivo DAT	8 KB
unins000.exe	31/12/2020 18:07	Aplicación	702 KB



3- Seleccione **Ejecutar como administrador**



The image shows a Windows file explorer window with a list of files. A right-click context menu is open over the file 'unins000.exe'. A red arrow points to the 'Ejecutar como administrador' option in the menu.

Files in the folder:

- DAO350.DL
- FixSati4.0.7_...
- HARDINEROS_C...
- + HOSPITAL.ICO
- image.png
- logo.gif
- + Sati.exe
- + Satic.exe
- SatiEncrypt.ucc
- + SatiLic.exe - Acc...
- SatiQ.ini
- SatiQ.Lic
- SatiQ.mdb
- SatiQnormal.Lic
- SatiRSG_4_0_97...
- SatiRSG_4_0_97...
- SatiRSG_Rep202...
- unins000.dat
- + unins000.exe

Context menu options:

- Abrir
 - Ejecutar como administrador
 - Solucionar problemas de compatibilidad
 - 7-Zip
 - CRC SHA
- Analizar
- Destruir
- Compartir
 - Restaurar versiones anteriores
- Enviar a
- Cortar
- Copiar
- Crear acceso directo
- Eliminar
- Cambiar nombre
- Propiedades


File details table:

Extensión de la aplica...	557 KB
Extensión de la aplica...	549 KB
Aplicación	184 KB
Aplicación	168 KB
Icono	1 KB
Archivo PNG	243 KB
Archivo GIF	4 KB
Aplicación	4.592 KB
Aplicación	1.120 KB
Archivo UCC	3.078 KB
Acceso directo	1 KB
Opciones de configu...	1 KB
Archivo LIC	66 KB
Microsoft Office Acce...	3.654 KB
Archivo LIC	70 KB
Archivo RSG	8.594 KB
Archivo RSG	8.594 KB
Archivo RSG	3.666 KB
Archivo DAT	8 KB
Aplicación	702 KB


4- Acepte que se realicen los cambios en el dispositivo.

Nota : si Ud. no tiene permisos de administrador sobre el equipo necesitará contactar a Sistemas de su Institución

5. ¿Esta seguro que desea desinstalar completamente SATI-Q y todos sus componentes? Seleccione SI



De esta forma , SATI-Q es desinstalado del Equipo.
La carpeta se mantiene pero sin los Ejecutables sati ni satic y sin la base de datos.





6- Selecciones Aceptar



7- Luego deberá borrar la carpeta de instalación , SATIQ en disco C antes de volver a instalar en el mismo Equipo

ALTERNATIVAS


Para desinstalar SATI-Q puede proceder como para desinstalar cualquier otro programa de su Equipo

- 1- Ingresar en Equipo o Panel de Control o Configuración
- 2- Seleccionar Desinstalar un programa







3- Seleccionar SATI con lado derecho del mouse



4- Seleccione “SI” y se desinstalaran los componentes del programa de su Equipo



RECUERDE

- Siempre haga un Resguardo de su base de datos y licencia antes de Desinstalar
- Siempre Elimine la carpeta SATI-Q ANTES de REINSTALAR el software en una nueva oportunidad.

Ante cualquier duda o dificultad , puede consultarnos a través de
nuestros medios de contacto

Mail satiq@hardineros.com

Formulario de contacto:

<http://www.hardineros.com.ar/satiq/site/contact>

Los invitamos a seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de
las novedades

 www.facebook.com/satiq.net/

 [@satiqgroup](https://twitter.com/satiqgroup)



SATI-Q

